

MOTOR BAKIM SPREY YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ameliyathanenizde mevcut motor sistemi ile tam olarak uyumlu olmalıdır.
- 2- Hem yüksek hem de düşük devirli motor piyasemenlerinin sterilizasyon öncesi bakım amaçlı yağlanması için kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- 300 ml. Hacme sahip, piyasemenlerin tam olarak içine geçecek yağın boşa harcanmasını önlemek amacıyla ağı özel yapıda olmalıdır ve başlık takılabilmelidir.
- 4- Takılabilecek başlıkların görseli şişe üzerinde bulunmalıdır.
- 5- Korozyon koruması yapılabilmelidir.
- 6- Steril koruyucu bakım yağı EN ISO 17665 uyarınca buharlı sterilizasyon yöntemi için onaylanmış olmalıdır.
- 7- Su buharı geçirebilen yağ filmi özelliği olmalıdır.
- 8- Silikon içermemelidir.
- 9- Yağın bileşimi 134 C`de otoklava girmesine uygun olmalı, herhangi bir toksik madde içermemelidir.
- 10- Teklif verecek firmalar teklifleriyle birlikte 1 (bir) adet sprey yağı numune olarak verilecektir. Numune ameliyathanede piyasemenler üzerinde sterilizasyona uygunluğu bakımından denenecek ve değerlendirilecektir.
- 11- İhaleye iştirik eden firmalar, teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır.
- 12- Ürün Cerrahi motorlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 13- Sprey formunda olmalı ve uygulama noktasına kolayca uygulanabilmelidir.
- 14- Sterilizasyon öncesi uygulama yapılabilmeli, buhar sterilizasyonua dayanıklı olmalıdır.
- 15- Ubb/üst kayı olmalıdır.

C.B.U. Hastanesi
Prof. Dr. Cüneyt TEPELİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doktor
T.C. Sağlık Bakanlığı
47071-01/12