

TRANSPERİNEAL TRUS KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-TRUS Biyopsi işleminde kullanılacak aşağıda belirtilmiş olan gerekli elemanları içermelidir.
- 2-İşlemin enfeksiyon riskini en aza indirmek için biyopsi probu için iki adet kılıf olmalıdır.
- 3-Kit içinde, 18G kalınlık ve 25-30cm uzunluklarda ekojenik özellikte steril disposable tek kullanımlık biyopsi iğnesi bulunmalıdır.
- 4-Kit içinde steril tek kullanımlık bir adet chiba iğnesi olmalı ve bu iğne 18-20-22G kalınlık ve 20-25cm uzunluk seçeneklerini sunmalıdır.
- 5- Her Kit içinde prob ile tam olarak uyumlu, oynama ve kayma yapmayan bir adet transperineal işlemde kullanılacak disposable prob ataçmanı ve bir çift steril eldiven olmalıdır.
- 6- Kit içerisinde tek kullanımlık 15-17 g koaksiyel iğne bulunmalıdır.
- 7- Her 100 adet set alımında 1 adet wireless prob ve 1 adet tablet bölüme bırakılmalıdır.
- 8-Set içindeki iğnelerin uçları kolay girişim için keskin bir yapıda ve atravmatik olmalıdır.
- 9-Kit içinde alınan numuneleri koymak için en az 12 adet, kapaklı ve boyu 5cm'yi geçmeyen biyopsi şişesi çıkmalı ve şişelerin taşınması için ayrı bir taşıma kabı bulunmalıdır.
- 10-Taşıma kabı her bir biyopsi şişesinin yerleşip oynama yapmadan yerleşeceği şekilde haznelere sahip olmalı ve doku örneğinin hangi bölgeden alındığını gösteren bölümlere ayrılmış olmalıdır.
- 11-Kit içinde, alınan parçaların ve hasta bilgilerinin kaydı için etiket bulunmalıdır.
- 12-Kit içinde en az 40x40cm ebadında steril tek kullanımlık cerrahi örtü bulunmalıdır.
- 13-Kiti oluşturan tüm malzemeler tray içinde tek bir pakette steril olarak kullanıma sunulmalıdır.
- 14-TRUS Biyopsi kitinin Sağlık Bakanlığı Onaylı TITUBB kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Talha MÜEZZİNOĞLU
Übü T.F. Üroloji A.D.
Dip. Tesc. No: 67291
Uzm. Tesc. No: 66312