

SU TUTUCU (WATER TRAP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Su tutucu **Dryline I** model kullanan modüllere, anestezi gaz ölçümüne ve luer lock yapıda olan örnekleme hatlarına uygun ve uyumlu olmalıdır.
2. Su tutucu, cihazı neme ve ölçüm hattından gelebilecek partiküllere karşı korumaya uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır.
3. Su tutucu dayanıklı yapıda olmalı ve kullanıcı tarafından kolay monte edilebilir olmalıdır.
4. Su tutucu, örnekleme gazındaki su yoğunlaşmasını özel bir haznede toplanmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
5. Temizlik durumunu ve içinde sıvı olup olmadığını gösterir şekilde şeffaf ve renksiz yapıda olmalıdır.
6. Ürünün ambalajı üretici tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde ürün adı, son kullanma tarihi, lot numarası ve üts kodu olmalıdır.



Prof. Dr. Kosey ERBÜYÜN
Dip. Tes. No:54313-84082
G.B.Ü. T.F.
Anestazi ve Reanimasyon A.D.