

DISPOSABLE TAB ELEKTOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İşitme tarama çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Özel iletken olmalıdır.
- 3-Yapıştığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalıdır.
- 4-Birden fazla yapışıp sökülebilmeye özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülür.
- 5-Crocodile elektrot ile kullanılabilir olmalıdır.
- 6-Alerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
- 7- Ag/AgCl içermelidir.
- 8-Neurosoft marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

CELAL BAYAR ÖNİ.HAST.
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kulak Burun Boğaz Hast. Uzmanı
Dip. No: 233432144

Yrd. Doç. Dr. Burak ÜLKÜMEN
KBB Hastalıkları Uzmanı.
Celal Bayar Öny. Tıp Fak.
Dip. No: 86111-104406
Dip. No: 00315063