


2024 Yılı Tıbbi Parazitoloji Laboratuvarı Tıbbi Malzeme İstek Listesi


SIRA NO	MALZEME ADI	MİKTAR	BİRİM
1.	RPMI 1640 sıvı besiyeri, L-Glutamin içeren, HEPES içermeyen (500 ml)	10	Adet
2.	RPMI 1640 sıvı besiyeri, L-Glutamin ve HEPES içeren (500 ml)	10	Adet
3.	Fetal Bovine Serum, Heat İnaktivite (500 ml)	2	Adet
4.	Gentamicin solüsyonu (10 mg/ml, 100 ml)	1	Adet
5.	Penicillin/Streptomycin Solüsyonu (100x, 100 ml)	1	Adet
6.	Steril şırınga filtre (0,45 µm), 50 Adet/Paket	2	Paket
7.	Schneider's Insect Medium, toz, 1L	1	Adet
8.	Filtreli Pipet Ucu (20–200 µl), steril, 96 adet/rack	20	Rack


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No:52488-38829

  
Prof. Dr. İ. Güneş BALÇIOĞLU  
C.B.F. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A. D.  
Dip.No: 7010 - Dip.Tes.No: 74024

**RPMI 1640 Sıvı Besiyeri L-Glutamin içeren, HEPES içermeyen (500 ml) Teknik Şartnamesi**

- 1) Steril olmalıdır.
- 2) Sıvı formda ve konsantrasyon 1x olmalıdır.
- 3) L-Glutamin ve fenol kırmızısı içermelidir.
- 4) HEPES içermemelidir.
- 5) 500 ml ambalajda olmalıdır.
- 6) Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 7) Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- 8) ISO13485 standardı kapsamında CGMP uyumlu olmalıdır.
- 9) Ürün +2°C ile +8°C arasında muhafaza edilmelidir.
- 10) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No:52488-38829

  
Prof. Dr. İ. Cüneyt BALÇI OĞLU  
C.B.Y. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A.D.  
Dip.No: 7010 - Dip.İsb.No: 74924

### RPMI 1640 Sıvı Besiyeri L-Glutamin ve HEPES içeren (500 ml) Teknik Şartnamesi


- 1) Steril olmalıdır.
- 2) Sıvı formda ve konsantrasyon 1x olmalıdır.
- 3) L-Glutamine, HEPES ve fenol kırmızısı içermelidir.
- 4) Sodyum pirüvat içermemelidir.
- 5) 500 ml ambalajda olmalıdır.
- 6) Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 7) Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- 8) ISO13485 standardı kapsamında CGMP uyumlu olmalıdır.
- 9) Ürün +2°C ile +8°C arasında muhafaza edilmelidir.
- 10) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No:52488-38829

  
Prof. Dr. İ. Cüneyt BALCIOĞLU  
C.B.U. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A.D.  
Dip.No: 7010 - Dip.Tes.No: 74024

### Fetal Bovine Serum Teknik Şartnamesi


- 1) Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
- 2) Steril olmalıdır.
- 3) 500 ml olmalıdır.
- 4) Mikoplasma ve bakteri içermemelidir.
- 5) Soğuk zincir ile taşınmalıdır.
- 6) Heat inaktivated olmalıdır.
- 7) Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- 8) Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 9) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az bir yıl olmalıdır.


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No:52488-38829

  
Prof. Dr. İ. C. Mehmet BALCIOĞLU  
C.B.U. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A.D.  
Dip.No: 7010 - Dip.Tes.No: 74024

### Gentamicin Solüsyonu (10 mg/ml) Teknik Şartnamesi

- 1) Steril olmalıdır.
- 2) 100 ml ambalajında ve sıvı formda olmalıdır.
- 3) 10 mg/ml gentamicin içermelidir.
- 4) Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 5) Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- 6) Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.
- 7) Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
- 8) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 ( iki ) yıl olmalıdır.


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No:52488-38829

  
Prof. Dr. İ. Güneş BALÇI OĞLU  
C. B. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A. D.  
Dip. No: 7010 - Dip. Tes. No: 74024

## Penicillin/Streptomycin Solüsyonu (100x) Teknik Şartnamesi


- 1) Steril olmalıdır.
- 2) 100 ml ambalajda ve sıvı formda olmalıdır.
- 3) Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 4) Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
- 5) Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.
- 6) Soğuk zincir ile taşınmalıdır.
- 7) Konsantrasyonu 100x olmalıdır.
- 8) Saklama koşulları -5°C ile -20°C arasında olmalıdır.
- 9) 10.000 U/ml olmalıdır.
- 10) Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır
- 11) Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 ( iki ) yıl olmalıdır.


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No: 62488-38829

  
Prof. Dr. İ. Caneve BALCIOĞLU  
C.B. HAŞTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A.Ş.  
No: 7010 - Dip. Tes. No: 74024

### Steril Şırınga Filtre (0,45 µm) Teknik Şartnamesi

- 1) Şırınga ucu filtrenin naylon membran özelliğinde olup, por genişliği 0,45 µm ve uzunluğu 25 mm olmalıdır.
- 2) Paketinde 50 adet bulunmalıdır.
- 3) Şırınga uçları tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır.
- 4) Bütün enjektörlere uyumlu olmalıdır.
- 5) Sterilizasyon ömürleri her bir filtre paketi üzerine ayrıca kutusu üzerine yazılmış olmalıdır.
- 6) DNase ve RNase free olmalıdır.
- 7) Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.


  
Prof. Dr. Semra KURUTEPE  
Tescil No: 52488-38829

  
Prof. Dr. i. Cüneyt FALCI OGLU  
C.B.Y. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A.D.  
Dip.No: 7010 - Dip.Tes.No: 74024

## Schneider's Insect Medium Teknik Şartnamesi

- 1) Ürün kuru, toz şeklinde ve 24,5 g/L konsantrasyonda olmalıdır.
- 2) 2 g/L glikoz ve 1,8 g/L L-glutamin içermelidir ve NaHCO<sub>3</sub> içermemelidir.
- 3) Etiketinde içerik ve kullanım talimatı olmalıdır.
- 4) Distile su veya saf su ile kolayca çözünmelidir.
- 5) Ürünün pH'sı 5,8-6,2 değerini sağlamalıdır.
- 6) Ürün orijinal ve steril ambalajında sunulmalıdır, açılmamış ve hasarsız olmalıdır.
- 7) Ürün +2°C ile +8°C arasında muhafaza edilmelidir.
- 8) Hücre kültürü için uygun olmalıdır.
- 9) Ürün, ISO9001 veya eşdeğer kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip bir üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 10) Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.


  
Prof. Dr. Sevilra KURUTEPE  
Tescil No: 52488-38829

  
Prof. Dr. İ. Cüneyt BALCIOĞLU  
C.B.U. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A.D.  
Dip.No: 7010 - Dip.Tesc.No: 74024



### Filtreli Pipet Ucu (20–200 µl) Teknik Şartnamesi

- 1) Dnase – Rnase free olmalıdır.
- 2) Steril olmalıdır.
- 3) Filtre içermelidir.
- 4) Pipet uçları 20 – 200 µl sıvı çekebilmelidir.
- 5) Uçlar XL olmalıdır.
- 6) %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özelliğe olmalıdır.
- 7) Bir adet rack 96 adet uç içermelidir.
- 8) Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

  
Prof. Dr. İ. Güneş BAKÇIOĞLU  
C. B. O. HASTANESİ  
Tıbbi Parazitoloji A. B.  
Dip. No: 7010 - Dip. Tes. No: 74024