

### Transport Ventilatör Yetişkin Solunum Devresi Teknik Şartnamesi

1. Solunum devresi, yetişkin hasta kullanımına uygun olmalı, cihazın açılış devre kontrolü testinden sorunsuz geçebilmelidir.
2. Solunum Devresi, Newport marka HT70+ Transport Ventilatörü ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Solunum devresi hastadan dönen akışı ölçmek için Newport HT70+ marka ventilatör cihazında kullanılan proksimal akış sensörü ile tam uyumlu olmalıdır.
4. Tek Hasta kullanımlık olmalıdır.
5. Solunum devresi tek hatlı ve çift line'lı "L" veya "J" devre şeklinde olmalıdır.
6. Ekspirasyon hattı üzerinde ekspirasyon valfi bulunmalıdır.
7. Ekspirasyon valfinde hastadan dönen basıncı ölçmek için basınç hattı bulunmalıdır.
8. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Klinikte denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune getirmeyen firmaların ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Prof. Dr. Deniz TOK  
Dip. Tes. No. 56695-42843  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.