

**MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU**

(Göçme Başın Batım 1) 10.02.2025  
\* İstekle Bilinilen Birim İsmi Yazılacaktır

No	Malzemenin Adı	Miktarı	İstem Tarihi	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu			(Varsa) En Son Alım		SUT Kodu	SUT Fiyatı
							Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih		
1	N.H.F Nozal Yırtıcı (Seril)	10 adet	06/02/25		4 (ay)	Acil ihtiyaç				33990	06/02/2025		
2	N.H.F Nozal Yırtıcı (Seril)	20 adet	06/02/25		4 (ay)	Acil ihtiyaç				35875	06/02/2025		
3	N.H.F Nozal Yırtıcı (Seril)	25 adet	06/02/25		4 (ay)	Acil ihtiyaç				37591	06/02/2025		
4	N.H.F Nozal Yırtıcı (Masil)	10 adet	06/02/25		4 (ay)	Acil ihtiyaç				42573	06/02/2025		
5	N.H.F Nozal Yırtıcı (Tunçel)	10 adet	06/02/25		4 (ay)	Acil ihtiyaç				42572	06/02/2025		
					(ay)								
					(ay)								
					(ay)								

**Doç. Dr. Neslihan ZENGİN**  
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı  
G.Y.B./İst. No: 12508  
\* İlgili Kurumun Adı: No: 114980 Sayı

Onaylayan;  
Prof. Dr. İsmet Topcu  
Başhekim

## N.H.F Nazal Yüksek Akış Arayüzü Teknik Şartnamesi

1. Kanüller nazal yüksek akış sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kanüllerinin premature, neonatal, infant ve pediatrik olmak üzere renk kodlu dört farklı boyu ve 15 kilo üzeri hastalarda kullanmak adına small, medium ve large olmak üzere 3 farklı boya olmak üzere toplamda 7 farklı boya sahip olmalıdır.
3. Premature, neonatal, Infant ve pediatrik kanüllerin kink olup tıkanma oluşturmaması adına spiral telli yapıya sahip olmalıdır.
4. Klinik talep ettiği takdirde yüksek akış kanülü yerine Yüksek Akış Trakeostomi bağlantı parçası verilebilmelidir.
5. Kanüller, sarmal yapıda ısıtıcı tertibatlı yüksek akış hortumları ile beraber kullanılabilirdir.
6. Pediatrik kanüllerin 5-25 Litre/Dakika'ya kadar kullanıma uygun olması gerekmektedir. Kanül hastaya bağlantı sistemi hidrocolloid band sistemi içermeli sabitleme sadece yanak kısımlarında olmalı ve üst kısmı cırcırt sistemli olmalı bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilmelidir.
7. Small, medium ve large kanüller en az 50 Litre/Dakika'ya kadar kullanıma uygun olmalıdır. Small, medium ve large nazal Kanüllerde su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yapıya sahip parçası olmalıdır.
8. Small, medium ve large nazal kanüller hastaya 1 adet bağlantıyla sabitlenmelidir Hangi boy kanülden ne kadar alınacağı ünite tarafından belirlenecektir.
9. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

ARAYÜZ	ADET
<del>PREMATURE</del> Seri	10 adet
<del>NEONATAL</del> mor	20 adet
<del>INFANT</del> Yeşil	25 adet
<del>PEDİATRİK</del> Mavi	10 adet
<del>SMALL</del> Turuncu	10 adet
<del>MEDIUM</del>	
<del>LARGE</del>	

Doç. Dr. Neslihan ZENGİN  
Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı  
Ç.Y.B. Tes. No.: 125068  
Diploma Tes. No.: 114060