



EEG ELEKTROD KABLO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayırt edilebilmesi için 5 farklı renkte olmalıdır.
2. Kusursuz iletim için saf altın kaplama elektrod olmalıdır.
3. Uyku çalışmalarında verimli yanıt alabilmek için hem EEG hem de EOG sinyallerini algılamalı ve cihaza iletebilmelidir.
4. Hasta bağlantı kısmı 10mm çapında cup şeklinde olmalıdır.
5. Hem pediatrik hem de yetişkin hastalarda kullanılabilirdir.
6. Tekrar kullanılabilir olmalıdır.
7. Kurumda bulunan Nox marka NoxA1 model cihaza tam uyum sağlamalıdır.
8. Kullanıcı uygunluk bölüm tarafından verilecektir.



TEK KULLANIMLIK RIP KEMER

1. Hastanın göğsündeki ve karın bölgesindeki hareketleri algılayarak sisteme iletebilmelidir.
2. Gerek görüldüğünde hastaya uygun olarak her iki uçtaki döngüler çekilerek kemek uzunluğu ayarlanabilmelidir.
3. Kemerler RIP teknolojisinde uygun olmalıdır.
4. Hastayı rahatsız etmeyecek şekilde elastik ve yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Kemerler tek kullanımlıktır.
6. Bir set içinde 20 adet bulunmalıdır.
7. Lateks içermemelidir.
8. Bölümde kullanılan NOX marka NoxA1 model cihaza tam uyum sağlamalıdır.
9. Kullanıcı uygunluk bölüm tarafından verilecektir.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text or a logo.