

### Üreter Dilatasyon Balon Seti

1. Teklif edilen ürün, Üreter taş manipülasyonu veya üreteroskopiden önce üreter dilatasyonu için kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Balon uzunluğu 4 Cm, kateter uzunluğu 65 cm, kateter çapı 5 Fr olmalıdır.
3. Şişirilmiş balon çapı 5 mm olmalıdır.
4. 40 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
5. Set içerisinde en fazla 0.028 inch çapında olan ve 145 cm uzunluğu olan kılavuz tel bulunmalı ve dilatör ile uyumlu olmalıdır.
6. Distal ve proksimal uçlarında radyopak markerlar olmalı ve floroskopi altında görünürlüğü arttırmalıdır.
7. Set içerisinde 1 adet 10 ML kapasitesinde enjektör bulunmalıdır.
8. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
9. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
10. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Talha MÜZZİNOĞLU  
Üroloji Uzmanı  
Dip. ve Uzm. No: 6791 - 66312

Doc. Dr. Oktay K. Koc

