

OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNASI SOLÜSYONU

(NÖTRALİZASYON) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İçeriğinde fosforik asit, kompleks oluşturmucular ve korozyon inhibitörleri bulunmalıdır.
2. Konsantre halde olmalıdır. PH'ı 0.8 ± 0.4 olmalıdır.
3. Muhtemel kireç tortularının oluşmasını engelleyici ve bulunan kireç tortularının da uzaklaştırılmasını sağlayan özellikte olmalıdır.
4. Ana yıkama işleminden taşınan alkali kalıntılarını nötralize etmede özel yıkama makinelerindeki muhtemel tortuları gidermede kullanılabilir olmalıdır.
5. Konsantre çözeltinin görünümü renksiz olmalıdır.
6. Cerrahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalarını engelleyici olmalıdır.
7. Yoğun bakım ve ameliyathane bölümünde, anestezi alanında, mikrobiyolojide ve laboratuvarlarda kullanılan aletleri kullanıma hazırlamada kullanılabilirdir.
8. Üretici firma ISO 9001;2008, TS EN ISO 13485;2003 ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
9. Ürünü TITUBB'da kaydı bulunmalıdır.
10. Abalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sistemine sahip olmalıdır.
11. Üründen numune gönderilmelidir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire

