

OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNESİ SOLÜSYONU

(ALKA_i) ŞARTNAMESİ

1. İçeriğinde potasyum hidroksit, fosfonatlar, silikatlar ve kompleks yapıcı malzemeler bulunmalıdır.
2. Konsantre halde olmalıdır. PH aralığı 13 – 14 olmalıdır.
3. Muhtemel kireç tortularının oluşmasını engelleyici ve bulunan kireç tortularını da uzaklaştırılmasını sağlayan özellikte olmalıdır.
4. Konsantre çözeltinin görünümü renksiz olmalıdır.
5. Cerrahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalarını engelleyici olmalıdır.
6. Yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinde, anestezi alanında, mikrobiyolojide ve laboratuvarlarda kullanılan aletler kullanıma hazırlamada kullanılabilir.
7. Ürünün TİTUBB'da kaydı olmalıdır.
8. Ambalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sistemine sahip olmalıdır.
9. Üründen numune gönderilmelidir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire