

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU
(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	(Varsa) En Son Alım				
						Yok	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	Ubb kodu
1	OCTARAY HARİTALAMA KATETERİ	1	ADET (ay)	BAKİ ÇETİN isimli hasta da kullanılmak üzere		 / / 201..	KR3010	
			 (ay)			 / / 201..		
			 (ay)			 / / 201..		

Prof. Dr. Mustafa Özcan Soylu

Prof. Dr. Mustafa Özcan Soylu
Kardiyoloji ABD. Başkanı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Dp. No: 10.5985
15.05.2015
15.05.2015

OCTARAY HARİTALAMA KATETERİ (KR3010)

- 1- Kateter, kardiyak elektrofizyolojik çalışmalarda atrium ve ventrikülde kullanılabilir.
- 2- Kateter 48 elektrodlu olmalıdır.
- 3- Kateterin 48 elektroduna ek olarak şaftında 2 adet elektrod olmalıdır. Bu 2 elektrod şaftın görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 4- Kateterin 2-5-2 ve 2-2-2 şeklinde elektrod dizilim seçenekleri olmalıdır.
- 5- Kateterin uzunluğu 115 cm olmalıdır.
- 6- Kateter kalınlığı 8F olmalıdır.
- 7- Kateter 8 adet 2F kalınlığında kola sahip olmalıdır.
- 8- Kateterin ring elektrodları 1 mm'den küçük olmalıdır.
- 9- Kateter irrigasyonlu olmalıdır.
- 10- Kateter handle'ı simetrik olmalı, sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
- 11- Kateter uni-directional F curve özelliğinde olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Özcan SOYLU
Dip. No: 58274
Dip. No: 58274
Dip. No: 58274

18.12.2024

Yoğun Bakımda AVR+MVR 'si olup hemodinamikdurumu bozan VT'si tespit edilip , Soma'dan sevk edilen hastanın mekanik kapakları olması yüzünden Gerbode defekti oluşturulup işleme alınacaktır.Sol Ventrikül'e ulaşma güçlüğü nedeniyle bu yapının haritalanması özel öneme sahiptir.Hastaya yapılacak işlem hayati öneme sahiptir. İşlemde J.jhonson oktaray yüksek rezolusyonlu haritalama kateteri kullanılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Mustafa Özcan Serin

