

ÖZİL FAKO HANDPIECE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hastanemizde bulunan Alcon marka fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Handpiece titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Handpiece cihazda ayarlanan komutlara göre klasik fakoemülsifikasyon prensibinde olduğu gibi fako tipini 40.000 hz ile ileri geri ultrasonik hareketinin yani sıra, aynı anda tipin sağa ve sola 100 hz ile maximum 5.5 derecelik bir osilasyon (salınım) hareketini yapabilmelidir.
4. Handpiece yukarıda bahsedilen bu iki farklı hareketin, istenildiğinde tek başlarına, istenildiğinde de aynı anda kullanılabilmesine imkan verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Handpiece üzerinde cihaz konnektörünü otoklavada zarar görmemesi için korumayı sağlayan kilit kapak sistemi olmalıdır.
6. Handpiece üzerinde seri no ve ref noları mutlaka yer almalıdır.
7. Handpiece üzerinde cihaz kaset sisteminden gelen irrigasyon ve aspirasyon hatlarının yanlış bağlanmasına imkan vermeyecek girişler olmalıdır.
8. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, karton kutusu içinde süngerli korunaklı olarak bulunmalıdır.
9. Handpiece cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
10. Ürünün sağlık bakanlığında onaylı ubb kodu olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ERDOĞ.
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	23G OZİL FAKO HANDPIECE	2	adet	Kapsam dışı	yeni

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ERDOĞ.
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161