

İNSÜFFLATÖR HİJYEN FİLTRESİ

- 1.) Ameliyathanemizde kullanılan Richard Wolf marka insüfflatör cihazlarıyla uyumlu olmalıdır.
- 2.) 10' lu steril pakette olmalıdır.

Prof. Dr. Yıldız UYAR
MCBU Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222

VAJİNAL BALON VE SERVİKAL KAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde marka, miiat, kod, sterilizasyon bilgileri yazılı olmalıdır.
3. Vajinal balonun 90-120cc arası şişirilebilme kapasitesi olmalıdır. Saline sıvı kullanılabilir.
4. İstendiğinde söndürülebilir.
5. RUMI II reusable handle'a takılabilir.
6. Servikal kabın istenildiğinde tercih edilmek üzere, çapları 4,0cm – 3,5cm – 3,0cm – 2,5cm olan dört farklı boyu olmalıdır.
7. Ürün özel mekanizması sayesinde manipülatöre takıldıktan sonra ileri geri hareket edebilmeli ve böylece cervix'i kolayca içine alabilir.
8. Balon gövde ile şişirme boşaltma line'ı kombine olmalıdır.

Prof. Dr. Yıldız UYAR
MGB Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dip.No: 6768 Tescil/No: 64222

RUMI II UTERİN MANİPULATOR HANDLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Handle kısmı reusable olmalıdır.
2. Handle kısmı, handle ve şaft 90 derece açı ile monte edilmiş olmalıdır.
3. Handle kısmı sağa ve sola döndürüldüğünde manipülâtör ucu 90 derece anteverted, 50 derece retroverted olmak üzere toplamda 140 derecelik bir açı ile hareket edebilmelidir.
4. İstenilen pozisyonda handle kilitlenerek manipülâtör açısını sabitlemelidir.
5. Handle şaft kısmı yaklaşık 25 cm boyunda olmalıdır.
6. L şeklindeki avuç içi kısım yaklaşık 10 cm olmalıdır.
7. Sisteme altı değişik boy steril manipulator ucu takılabilmelidir.
8. 6,7mm x 12cm turuncu uç, 6,7mm x 10cm yeşil uç, 6,7mm x 8 cm mavi uç, 6,7mm x 6cm beyaz uç, 5,1mm x 6cm pembe uç ve 5,1mm x 3,75cm sarı uç, takılabilmelidir.
9. Manipülâtör ucuna bağlı portlar handle üzerindeki özel kanallara yerleştirilebilmelidir.
10. Sisteme istenildiğinde rahim ağzını tutacak bir kap takılabilmelidir ve bu kabın 4 farklı boy seçeneği olmalıdır.
11. Bu kap özel tutacağı sayesinde manipülâtör gövdesi üzerinde ileri geri kayabilmeli ve rahim ağzını tuttuğu noktada kilitlenebilmelidir.
12. Kap üzerinde, gaz kaçağını önlemek amacıyla vajinal kanalı kapatan bir balon olmalıdır.
13. İki yıl fabrika garantisi 10 yıl yedek parça temini ve teknik servis hizmetleri garantisi altında olmalıdır.

Prof. Dr. Yıldız UYAR
MCBÜ Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222

UTERİNE MANİPULATOR UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde marka, miiat, kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Altı deęişik renkte üretiliyor olmalıdır.
4. Sarı renkli, 5,1mm çapında, 3,75 cm çalıřma mesafeli slikon balonlu, travma yapmayacak dizayna sahip, aynı marka manipulator handle' a takılabilen, manipulatör ucu olmalıdır. Őiřme ayarı yapılabilmelidir. Söndürülebilmelidir.
5. Eflatun renkli, 5,1mm çapında, 6 cm çalıřma mesafeli slikon balonlu, travma yapmayacak dizayna sahip, aynı marka manipulator handle' a takılabilen, manipulatör ucu olmalıdır. Őiřme ayarı yapılabilmelidir. Söndürülebilmelidir.
6. Beyaz renkli, 6,7mm çapında, 6 cm çalıřma mesafeli slikon balonlu, travma yapmayacak dizayna sahip, aynı marka manipulator handle' a takılabilen, manipulatör ucu olmalıdır. Őiřme ayarı yapılabilmelidir. Söndürülebilmelidir.
7. Mavi renkli, 6,7mm çapında, 8 cm çalıřma mesafeli slikon balonlu, travma yapmayacak dizayna sahip, aynı marka manipulator handle' a takılabilen, manipulatör ucu olmalıdır. Őiřme ayarı yapılabilmelidir. Söndürülebilmelidir.
8. Yeřil renkli, 6,7mm çapında, 10 cm çalıřma mesafeli slikon balonlu, travma yapmayacak dizayna sahip, aynı marka manipulator handle' a takılabilen, manipulatör ucu olmalıdır. Őiřme ayarı yapılabilmelidir. Söndürülebilmelidir.
9. Turuncu renkli, 6,7mm çapında, 12 cm çalıřma mesafeli slikon balonlu, travma yapmayacak dizayna sahip, aynı marka manipulator handle' a takılabilen, manipulatör ucu olmalıdır. Őiřme ayarı yapılabilmelidir. Söndürülebilmelidir.
10. Kurum hangi boy ve ölçülerde isterse onlar verilmelidir.
11. Steril uçların balon Őiřirme, boyama kateterleri kombine olmalıdır.
12. Mevcut aynı marka Reusable handle' a takılabilmelidir.

Prof. Dr. Yıldız UYAR
MCBU Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222

VAJİNAL RETRAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün tamamı disposable olmalıdır.
- Uterusu manipüle etmek için ergonomik yapıda olmalıdır.
- Ürünün tüm uzunluğu tutaç dahil olmak üzere 48cm olmalıdır.
- Ucunda uterusu zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalıdır.
- Balonu şişirmek ve balon içindeki havayı geri alabilmek için valfli aparatı olmalıdır.
- Balonu şişirmek için 7-10cc hava verilebilmelidir.
- Üzerinde uterus, cervix ve vajina derinliklerini belirleyen çizgiler olmalıdır.
- Arka kısmında metilen mavisi verilebilecek port olmalıdır.
- Sabitleyicinin uç kısmında servikal durdurucu olmalıdır.
- Servikal cap, kolpotomi sırasında daha iyi renk kontrastı ile fincanın kolay tanımlanması sağlayıcı ve kamerada parlamayan parlak yeşil renkte olmalıdır.
- Cerrahın işini kolaylaştırmak için ön fincanda, gerektiğinde dikiş ile sabitlemeyi sağlayan dikiş delikleri olmalıdır.
- Servikal Cap ebadı isteğe bağlı olarak, small (32mm), medium (34mm), large (37mm) ve x-large (40mm) boylarda olmalıdır.
- Arka kısmında uterusu istenilen pozisyonda tutabilmek için ergonomik tutacı olmalıdır.
- Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır
- Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- ÜTS kaydı ve SUT Kodu olmalıdır.

Prof. Dr. Yıldız İYAR
MCBU Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222