


OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN TRANSFUSION SETİ ŞARTNAMESİ

- 1-Ozona dayanıklı malzemedен üretilmelidir.
- 2-Ozon tedavi uygulamasında kullanılan transfusion setinin üzerinde ROLLER KLEMP bulunmalıdır.
- 3.Ozonda kullanılan transfusion setinin üzerindeki iğne çelik olmalıdır.
- 4.Transfusion setinin üzerinde bulunan hortum ozona dayanıklı silikon hortum olmalıdır.
- 5.Ozonda kullanılan transfusion seti steril olmalıdır.
- 6-Transfusion setinin uygulandığı şişe üzerindeki büyük yuvarlak işaretli girişin yanındaki artı şeklindeki girişten uygulanacak olan bakteri filtresi seti girişine uygun olacak şekilde yeterli giriş yüksekliği olmalıdır. Böylece Transfusion Seti uygulandıktan sonra takılacak bakteri filtresi girişi rahatça yapılabilir olmalıdır.


Diy. İkt. Fak. Ziraat Bölümü
Doç. Dr. Zeynep Ünlü
T.C. A.D. Diyarbakir University
Tıp Fakültesi
Filtresiz
Diyarbakir University
Tıp Fakültesi
No: 54296
No: 90/124