

## DONÖR KORNEA SAKLAMA SOLÜSYONU

1. Kornea implantlarında insan kornealarını saklamak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. 20ml'lik Cam şişe içerisinde steril solüsyon olmalıdır
3. Kornea graflarını koruma özelliği olmalıdır.
4. +2-+8 derece sıcaklıkta korneayı 14 güne kadar dokuların özelliklerini saklayabilmelemdir
5. Gerekli koruma için optimum antibiotik, enerji ve besleme kaynakları, uzun süreli saklanmasını sağlayan antioksidan 2-merkapttoethanol, osmotik ajan, PH dengeliyici ve indikatör içermelidir. Tüm içerikler ürün prospektüsünde gösterilecek ve bunlardan birine bile haiz olmaya ürünler red edilecektir.
6. Şişenin dibi endotel sayımını engellemeyecek şekilde saydam olmalıdır.
7. Beraberinde bir adet deliksiz, şeffaf ve tamamen kapalı alıcı göz kapağı ücretsiz verilecektir. Bu kapak ürün numunesi istenildiğinde de verilecektir, uygun bulunmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130181

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Mal ID	SUT KODU
1	Donör kornea saklama solüsyonu	AD	100	7725	GZ1179

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:730161